



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Manga pone calcetines y medias ETAC

ref: AD856

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/ayudas-para-vestirse/manga-pone-calcetines-y-medias-etac>



Ingenioso y muy práctico dispositivo diseñado en Suecia para aquellos con limitación de movimientos en la espalda, la cadera o la rodilla. Se introduce el calcetín o media dentro de la manga y se estira hacia arriba. La manga es fácil de transportar, es pequeña y ligera.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

### **Etac Socky,**

Socky es la ayuda perfecta para las medias, tanto para calcetines cortos como largos hasta la rodilla. Consiste en una base de plástico con dos ganchos debajo de una tela de nailon predoblada.

Cómo usar Socky El calcetín simplemente se coloca sobre la tela Socky hasta que la parte superior del calcetín llegue a los ganchos. Coloque la cuerda detrás de la pantorrilla y tire. Los calcetines cortos se deslizan alrededor del pie y la parte inferior de la pierna con facilidad, colocando los calcetines perfectamente.

### **Tabla de medidas y modelos**

<b>Modelo</b>	<b>Largo</b>	<b>Peso</b>
AD856	40 cm	94 gr

