



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Ejercitador dedos y manos 'Digi-flex'

H409


<http://www.ayudasdinamicas.com/ejercitador-para-dedos-y-manos-digi-flex/>



Descripción

DIGI-FLEX es el líder mundial de ejercitadores de manos y dedos de resistencia variable. Desarrolla la fuerza individual de los dedos, la flexibilidad y la coordinación. Asimismo fortalece la mano y el antebrazo.


- Niveles de resistencia progresiva codificada por colores.
- Flexión individual de cada dedo.
- Accesorio para ejercitar el pulgar incluido.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Innovador. Nueva forma arqueada que imita la posición natural de reposo de la mano.

Nuevo diseño. El nuevo diseño de las teclas blandas proporciona un cómodo soporte, mayor control y evita movimientos incorrectos.

Disponibles individualmente o como set de 5 con display de sobremesa.

- Juego de 5 colores Ref.:H409-5
- Display de sobremesa Ref.: H409-1

Tabla de medidas y modelos

| | | | | | |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| MODELO | H409-A | H409-B | H409-C | H409-D | H409-E |
| COLOR | Amarillo | Rojo | Verde | Azul | Negro |
| RESISTENCIA | 0,7 kg | 1,6 kg | 2,3 kg | 3,2 kg | 4,1 kg |

