



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador funcional de espuma

H1863-1864

<http://www.ayudasdinamicas.com/elevador-funcional-de-espuma/>



Descripción

Soporte elevador anatómico que ayuda a reducir el edema. Posiciona la mano en reposo, la muñeca en 30º de extensión, MCPs el antebrazo en 60º de flexión y el Ips ligeramente flexionado. Se puede usar en la cama, sobre una mesita o en una silla de ruedas (en combinación con la bandeja de soporte H1865).

Fabricado en espuma de célula abierta que se puede cortar con un cuchillo eléctrico para hacer una adaptación a medida.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H1863	H1864
LADO	Izquierdo	Derecho

Accesorios



Bandeja para elevador funcional

