



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Elevador funcional de espuma

H1863-1864

<http://www.ayudasdinamicas.com/elevador-funcional-de-espuma/>



Descripción

Soporte elevador anatómico que ayuda a reducir el edema. Posiciona la mano en reposo, la muñeca en 30º de extensión, MCPs el antebrazo en 60º de flexión y el Ips ligeramente flexionado. Se puede usar en la cama, sobre una mesita o en una silla de ruedas (en combinación con la bandeja de soporte H1865).

Fabricado en espuma de célula abierta que se puede cortar con un cuchillo eléctrico para hacer una adaptación a medida.

Tabla de medidas y modelos

| | | |
|--------|-----------|---------|
| MODELO | H1863 | H1864 |
| LADO | Izquierdo | Derecho |

Accesorios



Bandeja para elevador funcional

