



Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Elevadores 'Multi Raiser'

AD586

<http://www.ayudasdinamicas.com/elevadores-multi-raiser/>



Descripción

Elevador de mobiliario para sillas, butacas, sofás y camas que aguanta hasta 700 kg.

Se adapta a cualquier tipo de mobiliario, ya sea con ruedas, con patas (de hasta 7 cm de diámetro) o a muebles modernos sin patas, utilizando los adaptadores adhesivos incluidos.

- Se suministra juego de 4 elevadores que soportan hasta 700 kg.
- Con un simple giro elevan desde 3,8 cm hasta 10 cm

Hay que elevar cada punto de contacto del mueble con el suelo todos al mismo nivel. Tenga cuidado en no elevar los muebles demasiado, ya que podrían resultar incómodos.



máximo

