



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Mesita 'Práctica'

AD685

<http://www.ayudasdinamicas.com/mesita-practica/>



### Descripción

Práctica mesita con tablero graduable en altura y en inclinación, que soporta 5 kg. Maniobrable, con cuatro ruedas. Pasa por debajo de la mayoría de camas y sofás.

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD685
TABLERO	60 x 40cm
ALTURA REGULABLE	66 - 95cm
ALTURA PATAS	8,5cm

