



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Rolator ligero 'Taima'

AD175

<http://www.ayudasdinamicas.com/rolator-ligero-taima/>



Descripción

Lo último en movilidad, es el rolator alemán de última generación, con un look moderno, es sorprendentemente ligero. Se conduce y maniobra con una estabilidad óptima tanto por interiores como por la calle, incluso por pasos estrechos. TAIMA es además plegable y se mantiene de pie cuando está plegado. Incluye cesta de la compra y soporte para bastón.



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD175
ANCHO TOTAL	58 cm
ANCHO ASIENTO	39 cm
ALTO ASIENTO	51 cm
PUÑOS REGULABLES	76 a 86 cm

