



Ayudas Dinámicas®
Productos para una mayor independencia

Silla de ruedas eléctrica 'R300'

R300

<http://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-electrica-r300/>



Vídeo disponible en
ayudasdinamicas.com



Descripción

R300





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



La R300 es una silla de ruedas eléctrica de tracción central, gira prácticamente sobre su propio eje ofreciendo un radio de giro muy reducido. Esto unido a las dimensiones compactas de solo 61 cm de ancho, facilita el movimiento en espacios pequeños tanto en interior como en el exterior. Máximo confort. La suspensión independiente en las seis ruedas amortigua los impactos para una conducción confortable y suave en cualquier situación.





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Conducción intuitiva

Con el sistema de tracción central, el eje de giro de la silla coincide con el centro de gravedad de la persona. De esta forma los movimientos de la silla son muy sencillos y fáciles de intuir.

Disponible en 2 colores:



* **La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).** *(Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%)*

* **Longitud total sin reposapiés.**





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Solo 61 cm



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	R300
LONGITUD TOTAL	78*/100cm
ANCHO TOTAL	61cm
ANCHO ASIENTO	46cm
ALTURA LIBRE AL SUELO	5cm
RADIO DE GIRO	118cm
PENDIENTE MÁXIMA	6º o 10,5%
RUEDAS CENTRALES	260mm
RUEDAS SATELITE	150mm
POTENCIA MOTOR	320w
BATERÍAS	2 x 12v 34Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	7Km/h
AUTONOMÍA*	35Km
PESO TOTAL	81kg

Accesorios





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia



Porta caminador para scooters

El porta caminador es compatible para la mayoría de scooters.



Porta bastones doble para scooter (2 bastones)

Porta bastones/muletas doble compatible para la mayoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de 70 mm.



Porta bastón para scooter (1 bastón)

Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.

