



**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

# Silla de ruedas eléctrica 'R300'

R300

<http://www.ayudasdinamicas.com/silla-de-ruedas-electrica-r300/>



Vídeo disponible en  
[ayudasdinamicas.com](http://ayudasdinamicas.com)



## Descripción

# R300





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



La R300 es una silla de ruedas eléctrica de tracción central, gira prácticamente sobre su propio eje ofreciendo un radio de giro muy reducido. Esto unido a las dimensiones compactas de solo 61 cm de ancho, facilita el movimiento en espacios reducidos tanto en interiores como en el exterior. Máximo confort. Suspensión en las 6 ruedas. La suspensión independiente en las seis ruedas amortigua los impactos para una conducción confortable y suave en cualquier situación.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



### Conducción intuitiva

Con el sistema de tracción central, el eje de giro de la silla coincide con el centro de gravedad de la persona. De esta forma los movimientos de la silla son muy sencillos y fáciles de intuir.

### Disponible en 2 colores:



\* **La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).** *(Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%)*

\* **Longitud total sin reposapiés.**





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



## Tabla de medidas y modelos

MODELO	R300
LONGITUD TOTAL	78*/100cm
ANCHO TOTAL	61cm
ANCHO ASIENTO	46cm
ALTURA LIBRE AL SUELO	5cm
RADIO DE GIRO	118cm
GRADO DE INCLINACIÓN	6º o 10,5%
RUEDAS CENTRALES	260mm
RUEDAS SATELITE	150mm
POTENCIA MOTOR	320w
BATERÍAS	2 x 12v 34Ah
VELOCIDAD MÁXIMA*	7Km/h
AUTONOMÍA*	35Km
PESO TOTAL	81kg

## Accesorios





**Ayudas Dinámicas**<sup>®</sup>

Productos para una mayor independencia



Porta caminador para scooters

El porta caminador es compatible para la mayoría de scooters.



Porta bastones doble para scooter (2 bastones)

Porta bastones/muletas doble compatible para la mayoría de scooters. Diámetro interior de los tubos de 70mm.



Porta bastón para scooter (1 bastón)

Porta bastón / muleta compatible con la mayoría de scooters. Diámetro interior del tubo de 70mm.

