



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Andador y rehabilitador de la marcha 'Grillo'

GRILLO

<https://www.ayudasdinamicas.com/andador-y-rehabilitador-de-la-marcha-grillo/>



Vídeo disponible en ayudasdinamicas.com



Descripción

Grillo es un andador diseñado para ayudar y/o facilitar el desplazamiento autónomo del niño. Su diseño original y su sistema de regulación en altura patentado hacen que sea único en cuanto a seguridad y elegancia. Su amplio rango de regulaciones y su amplia gama de soportes hacen que se adapte con facilidad a las diferentes necesidades y características del usuario.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Sistema de regulación en altura con baricentro constante patentado.

Mantiene el centro de gravedad del niño a lo largo de su eje, también durante la regulación en altura del chasis.

El sistema de regulación en altura con baricentro constante permite al Grillo acompañar al niño en su crecimiento durante mucho tiempo y con una sola medida.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



El sistema de regulación, mediante pistones de gas, permite la regulación del chasis también con el niño dentro, tanto en la fase estática como dinámica con total seguridad y de manera sencilla.

Cierre sencillo y rápido.



El Grillo puede cerrarse con una sola maniobra, reduciendo así sus dimensiones y aumentando la facilidad de transporte. El cierre se efectúa plegándose sobre sí mismo sin la necesidad de tener que retirar ningún soporte.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

También disponible la nueva versión **Grillo 0** para niños a partir de 75cm hasta 90cm y 35kg de peso.





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

Más información de modelos, tallas y accesorios descargar catálogo aquí

