



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Aplicador de crema

H1818

<https://www.ayudasdinamicas.com/aplicador-de-crema/>



Descripción

Para aplicar cremas o lociones y masajear la piel al mismo tiempo. La suave rotación de sus bolas garantizan la distribución de la crema y un agradable masaje. Su largo mango permite alcanzar cualquier parte del cuerpo. Todas las piezas pueden ir al lavavajillas.

150
gr
total

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H1818
LARGO MANGO	35 cm
DIÁMETRO APLICADOR	9 cm
LARGO TOTAL	44 cm

