



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidera angulada de tacto suave 'Prima'

AD606B

<https://www.ayudasdinamicas.com/asidera-angulada-de-tacto-suave-prima/>



Descripción

Fabricadas con plástico reforzado interiormente con acero inoxidable. De aspecto atractivo y de tacto blando y cálido. Ranuradas para facilitar un buen agarre incluso con las manos enjabonadas. Los tornillos quedan ocultos con un embellecedor.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD606B
LARGO	40cm

