



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asidera angulada 'Gordon'

AD565

<https://www.ayudasdinamicas.com/asidera-angulada-gordon-37-cm/>



Descripción

Barras económicas pero de robusta construcción en plástico ABS de forma tubular de 45 x 25 mm.

Su perfil ranurado permite un agarre perfecto.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD565
LARGO TOTAL	33 cm
DISTANCIA PARED A BARRA	5 cm
ÁNGULO	7º

