



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Asidera 'Frida'


AD940

<https://www.ayudasdinamicas.com/asidera-frida/>



### Descripción

Asidera barandilla de cama, de tacto cálido que ayuda a mantener el equilibrio cuando se está junto a la cama y da confianza y estabilidad para entrar y salir de la misma. Se asegura fácilmente al somier con las cinchas incluidas, quedando debajo del colchón.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD940
LARGO	90 cm
ANCHO	50 cm
ALTO REGULABLE	42 - 53 cm

