



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento abatible con patas

AD538D

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-abatible-con-patas/>



Descripción

Silla abatible a la pared, con patas. De iguales características que el modelo AD538 con dos patas, también abatibles a la pared y regulables en altura, que dan mayor seguridad, ya que soportan la mayor parte del peso.



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD538D
ANCHO	50 cm
ALTO	39 - 54 cm
FONDO	30 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL	40 cm
PLEGADO	15 cm

