



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento con respaldo y brazos 'Lux'

AD527LUX

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-con-respaldo-y-brazos-lux/>



## Descripción

Asiento abatible de gran calidad, en acero inoxidable con cojín y respaldo acolchados. Incorpora apoyabrazos independientes para mayor soporte al sentarse y levantarse. El ángulo de caída de los brazos puede ajustarse según preferencias individuales (+/- 5°).



## Tabla de medidas y modelos

|                |            |
|----------------|------------|
| MODELO         | AD527LUX   |
| ANCHO ASIENTO  | 48 cm      |
| ALTO REGULABLE | 39 - 64 cm |





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|                    |       |
|--------------------|-------|
| FONDO ASIENTO      | 43 cm |
| ANCHO ENTRE BRAZOS | 48 cm |
| FONDO TOTAL        | 49 cm |

