



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Asiento con respaldo y brazos 'Lux'

AD527LUX

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-con-respaldo-y-brazos-lux/>



## Descripción

Asiento abatible de gran calidad, en acero inoxidable con cojín y respaldo acolchados. Incorpora apoyabrazos independientes para mayor soporte al sentarse y levantarse. El ángulo de caída de los brazos puede ajustarse según preferencias individuales (+/- 5°).



## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD527LUX
ANCHO ASIENTO	48 cm
ALTO REGULABLE	39 - 64 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

FONDO ASIENTO	43 cm
ANCHO ENTRE BRAZOS	48 cm
FONDO TOTAL	49 cm

