



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento de altura regulable con respaldo y brazos

R7430

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-de-altura-regulable-con-respaldo-y-brazos/>



Descripción

El extraordinario diseño de PRESSALIT CARE se traduce en asientos ergonómicos con un alto nivel de calidad y flexibilidad. Los asientos transmiten confianza y seguridad al usuario y a los que invierten en sus instalaciones ofreciendo las mejores soluciones. Sus productos son fuertes y duraderos y su atractiva paleta de colores combina en cualquier entorno. Consulte colores disponibles.

Un asiento versátil y flexible para los usuarios más exigentes, también ideal para lavabos con diferentes usuarios. El asiento y los brazos se pliegan hacia arriba, ocupando el mínimo espacio, dejando más espacio libre. Fabricados en material blando, antideslizante y cálido al tacto. Asiento, respaldo y brazos se pueden regular 38cm de altura, simultáneamente con un fácil sistema. La altura de los brazos también se puede regular independientemente del asiento y respaldo. La forma oval de los brazos ofrece una superficie agradable y de fácil acceso para apoyarse y para incorporarse.

PRODUCTO
INOXIDABLE





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Tabla de medidas y modelos

MODELO	R7430
ANCHO ASIENTO	43,7 cm
ANCHO ENTRE BRAZOS	55 cm
FONDO ASIENTO	45 cm
FONDO TOTAL	60,4 cm
ANCHO RESPALDO	38,5 cm
PLEGADO	22 cm

