



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento 'Fedder' y cuña

TF4542

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-fedder-y-cuna/>



Descripción

Esta silla es ideal para cualquier actividad de corta duración en casa o en el colegio y como alternativa a la silla de ruedas. El asiento proporciona una postura correcta sin ajustes complicados. El diseño interior del asiento moldeado tiene un ángulo asiento-respaldo de 90°. Muy duradero y de tacto blando y cálido. Lavable y ligero. El cinturón y el arnés en forma de H se ajustan fácilmente a cada niño y ayudan a mantener la postura correcta. La cuña puede utilizarse para poner el asiento en posición reclinado o sentado.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	TF4542S	TF4542M	TF4542L	TF4542X
FONDO ASIENTO	20 cm	24 cm	33 cm	42 cm
ALTO RESPALDO	46 cm	59 cm	73 cm	89 cm
ANCHO TOTAL	27 cm	36 cm	43 cm	53 cm
ANCHO ASIENTO	18.7 cm	22.8 cm	31.7 cm	38 cm
ALTO TOTAL	52 cm	69 cm	86 cm	104 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ALTURA NIÑO	hasta 91 cm	hasta 122 cm	hasta 155 cm	hasta 183 cm
ANCHO CUÑA	40 cm	40 cm	40 cm	71 cm
FONDO CUÑA	56 cm	56 cm	56 cm	72 cm
ALTO CUÑA	30 cm	30 cm	30 cm	48 cm

