



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asiento inodoro infantil

AD515

<https://www.ayudasdinamicas.com/asiento-inodoro-infantil/>



Descripción

Fabricado en plástico ABS de gran resistencia.

Se fabrica en tres medidas para edades de 2 a 13 años.

Con cinturón de seguridad incorporado.



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD515P	AD515M	AD515G
ANCHO ENTRE BRAZOS	23 cm	27 cm	32 cm
FONDO ASIENTO	27 cm	29 cm	34 cm
ALTURA RESPALDO	28 cm	40 cm	51 cm
ALTURA DEL ARNÉS	23 cm	25/35 cm	30/42 cm
DIMENSIONES ORIFICIO	16 x 12 cm	18 x 14 cm	22 x 17 cm
PESO TOTAL	1,3 kg	2 kg	2,4 kg





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

