



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Asientos abatibles 'Relax'

Relax

<https://www.ayudasdinamicas.com/asientos-abatibles-relax/>



Descripción

Ultimo diseño de gran estética de la firma sueca Etac, conocida por la calidad de sus productos. El asiento ergonómico es ligeramente contorneado y multifuncional y mientras a unos les ofrece un mejor acceso, a otros, tal vez con problemas de cadera, les permite sentarse en diagonal. Cuando se pliega queda prácticamente plano en la pared. Posibilidad de colocarle unas patas para obtener una mayor capacidad de carga, hasta 150kg



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD720	AD720G	AD721	AD721G
ANCHO TOTAL	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
FONDO HASTA PARED	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

COLOR	Blanco	Gris	Blanco	Gris
REPOSABRAZOS	No	No	Si	Si
PESO MAX. SIN PATAS	125 kg	125 kg	125 kg	125 kg
PESO MAX. CON PATAS	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg

Accesorios



Patas asiento 'Relax'

