



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Ayuda transferencia 'Turner'

H8820

<https://www.ayudasdinamicas.com/ayuda-transferencia-turner/>



Vídeo disponible en
[ayudasdinamicas.com](https://www.ayudasdinamicas.com)



Descripción

Un alivio para la espalda del cuidador y una práctica ayuda para transferir mediante giros a pacientes con seguridad. TURNER es una herramienta esencial para la prevención de caídas y fácil de utilizar para los cuidadores. TURNER está concebido para transferencias mediante giro de una posición de sentado a otra de sentado también. Por ejemplo de la cama a una silla de ruedas. El paciente tiene control de sus movimientos y esto le da tranquilidad y seguridad.

Advertencia:

Es imprescindible que el usuario tenga la estabilidad suficiente en las piernas y la fuerza para levantarse para utilizar el TURNER.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Asa de incorporación

El asa de color naranja, proporciona un contraste de color que puede ayudar a los usuarios con problemas de visión o con demencia. También ofrece muchas posibilidades para el agarre tanto para el cuidador como para el usuario.

7,5
kg

150
kg

total máximo



Soporte de piernas regulables en ángulo

De tacto blando y cómodos, ofrecen un soporte frontal y lateral. Fácil de ajustar a cualquier altura sin herramientas.



Compacto y ligero

El TURNER es fácil de transportar y solamente pesa 7,5 kg.

Tabla de medidas y modelos

| | |
|-----------------|-------------|
| MODELO | H8820 |
| DIÁMETRO BASE | 40 cm |
| ALTO TOTAL | 80 a 120 cm |
| ANCHO ASIDERA | 45 cm |
| SOPORTE PIERNAS | 30 a 55cm |

