



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Banco de bañera

AD539

<https://www.ayudasdinamicas.com/banco-de-banera/>



Descripción

Silla de aluminio, regulable en altura de 46 a 57 cm. Se colocan dos patas dentro y dos fuera, así tendremos una silla dentro de la bañera y otra fuera. La transferencia al entrar y salir de la bañera es así más cómoda y segura. El banco de plástico tiene orificios de drenaje. La asidera reposabrazo, colocada en la parte interior del banco ofrece una ayuda adicional. Su diseño permite tener una silla dentro y otra fuera de la bañera.



total



máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD539
ANCHO ASIENTO	66 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO ASIENTO	40 cm
ALTO ASIENTO	46 - 57 cm
ANCHO TOTAL	76 cm
FONDO TOTAL	41 cm

