



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Banqueta con brazos 'Portofino'

AD838/B

<https://www.ayudasdinamicas.com/banqueta-con-brazos-portofino/>



### Descripción

Los asientos PORTOFINO con brazos, ofrecen un mayor soporte a la hora de sentarse e incorporarse, y proporcionan un mayor confort al usuario. Los reposabrazos son fáciles de desmontar sin necesidad de herramientas.



1,8  
kg

150  
kg

total

máximo

### Tabla de medidas y modelos

|             |         |
|-------------|---------|
| MODELO      | AD838/B |
| ANCHO TOTAL | 57cm    |
| ALTO TOTAL  | 39-54cm |





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

|               |         |
|---------------|---------|
| FONDO TOTAL   | 36cm    |
| ANCHO ASIENTO | 50cm    |
| FONDO ASIENTO | 30cm    |
| ALTO ASIENTO  | 39-54cm |

