



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Banqueta multifunción 'Prima'

AD925

<https://www.ayudasdinamicas.com/banqueta-multifuncion-prima/>



Descripción

Banqueta versátil y funcional, muy práctica para gran variedad de situaciones domésticas, tales como cocinar, planchar, etc... Ligeramente levantada de la parte trasera e inclinada hacia delante, para que sea más fácil incorporarse.

- Altura graduable para mayor comodidad
- Ligera de peso para trasladarla sin esfuerzo.

4,7
kg

total

190
kg

máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD925
ANCHO ASIENTO	40 cm
ANCHO ENTRE BRAZOS	43 cm
ANCHO TOTAL	44 cm





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL	50 cm
ALTURA LIBRE AL SUELO	de 50 a 67 cm

