



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

## Banqueta 'Portofino'

AD838

<https://www.ayudasdinamicas.com/banqueta-portofino/>



Vídeo disponible en [ayudasdinamicas.com](http://ayudasdinamicas.com)



### Descripción

Diseño elegante y funcional, la moderna gama de asientos de ducha PORTOFINO combina bien en cualquier ambiente. Diseñado y fabricado en Italia con los mejores materiales, todos inoxidables. Bien resueltos ergonómicamente, se regulan en altura y se adaptan a las necesidades de cualquier usuario.



1,8  
kg

total

150  
kg

máximo

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD838
ANCHO TOTAL	57 cm
ALTO TOTAL	39 - 54 cm
FONDO TOTAL	36 cm





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ANCHO ASIENTO	50 cm
FONDO ASIENTO	30 cm
ALTO ASIENTO	39 - 54 cm

