



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Barras inoxidable rectas

AD569

<https://www.ayudasdinamicas.com/barras-inoxidables-rectas/>



Descripción

Las barras son una solución sencilla para hacer del baño un lugar más seguro y mejorar la autonomía de las personas. Proporcionan un punto de apoyo, evitan caídas y ayudan a la incorporación. Robustas de acero inoxidable pulido, de tubo de 32 mm. con ranuras antideslizantes. Disponibles en cuatro medidas.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD569A	AD569B	AD569C	AD569D
LONGITUD	30 cm	45 cm	60 cm	90 cm
DISTANCIA PARED A BARRA	7 cm	7 cm	7cm	7 cm





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

DIÁMETRO DISCO DE ANCLAJE	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
---------------------------	------	------	------	------

