



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Baterías de sillas eléctricas

BAT

<https://www.ayudasdinamicas.com/baterias-de-sillas-electricas/>



Descripción

Consejos para una correcta carga de baterías

- Antes de su primer uso es necesario hacer una carga completa de las baterías.
- Cargue las baterías antes de una salida y siempre después de su uso, lo ideal es cargar cuando el 'nivel de carga' se encuentra en aproximadamente el 50%.
- Nunca intente hacer funcionar su scooter o silla eléctrica con las baterías completamente descargadas.
- Tenga cuidado de no dejar luces o cualquier otro contacto encendido.
- Al guardar el scooter o silla durante más de 6 semanas, se recomienda cargar completamente las baterías, desconectarlas y sobretodo recargar las baterías mensualmente.
- Nunca desconecte de la red eléctrica el cargador antes de que indique que la carga está completada.
- Desenchufe el cargador de las baterías, así como de la red eléctrica, después de la carga. (Algunos cargadores pueden agotar las baterías si los deja conectados largos periodos de tiempo).

