



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Buggy basculante y reclinable 'BUG'

BUG

<https://www.ayudasdinamicas.com/buggy-basculante-y-reclinable-bug/>



Descripción

La silla basculante que crece con el niño. El único buggy con el sistema de basculación incorporado a la silla y no en el carro, de tal manera que la postura de la silla no debe volverse a acomodar después de extraerla del carro. Mediante dos pistones de gas es posible regular la reclinación y basculación de la silla de una manera continua, sin dentados ni cremalleras, con una sola mano. Con 2 tallas incluye 4 medidas (2 por talla) y un amplio rango de regulación. La silla BUG es segura, ligera, manejable, compacta y fácil de personalizar. Está pensada para la mamá y el niño.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

