



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Buggy 'Clip'

BE1

<https://www.ayudasdinamicas.com/buggy-clip/>



Descripción

La silla CLIP es ligera, pesa solo 11 kg y puede cerrarse con dos sencillas operaciones. Se empuja con facilidad, ya que sus ruedas se deslizan sobre cojinetes de bolas. Dos frenos de resorte. Tiene el asiento inclinado para asegurar al niño el máximo confort. Apoyapiés extraíble con bloqueo a presión. CLIP ha superado los tests para el transporte, en el sentido de la marcha, en vehículos en movimiento: coches, autobuses, etc.

