



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cama electrónica 'Alura Low' XL

AD965XL.

<https://www.ayudasdinamicas.com/cama-electronica-alura-low-xl--/>



Descripción

ALURA Low XL es la versión de gran tamaño de la familia ALURA. Es la cama más segura y funcional del mercado. Combina la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios, con lo que todos los componentes de 230 voltios están fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo. Además esta cama es apropiada para personas de mayor peso, hasta 250 kg.

Cama totalmente electrónica de 4 planos para un máximo confort, de altura regulable: de 30 a 80 cm.

250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada para personas de mayores dimensiones o con sobrepeso.

Prevención de caídas. Las barandillas están a 40 cm de altura, lo que permite utilizar colchones y sistemas antiescaras sin suplementar más la altura de las barandillas.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Posición Confort

Una postura cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones ver la TV, comer, etc. parecidas a estar sentado y que en nuestras camas se adopta apretando un solo botón.



Mando

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.



24 voltios en la cama

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de 15 € por cama / año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar solo cada 10 años.





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



Baja altura de entrada

30 cm y un muy generoso rango de elevación, 50 cm lo que asegura el máximo confort para el paciente, las mejores condiciones de trabajo y evita lesiones de espalda al cuidador.

Descarga el catálogo completo de toda la familia de camas Burmeier aquí.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD965XL
MEDIDA SOMIER	200cm x 120cm
MEDIDA TOTAL	224cm x 131cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Accesorios



Buffer-



Trapezio



Mesita

Muy práctica y de generosas dimensiones para multitud de tareas. La mesita queda firmemente ajustada simplemente poniéndola sobre las barandillas. Tiene contornos a su alrededor y unos ganchos para colgarla en las barandillas o a los pies de la cama cuando no se usa. (Sólo para camas de 90 cm)



Protector de barandillas

Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.

