



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Caminador con soporte de antebrazo

AD200RC

<https://www.ayudasdinamicas.com/caminador-con-soporte-de-antebrazo/>



Descripción

Caminador fabricado en aluminio y regulable en altura. Ruedas delanteras de 5 cm. Almohadillas para los antebrazos. Puños ajustables en largo e inclinación.



125
kg
máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD200RC
ANCHO TOTAL	74 cm
ALTURA GRADUABLE	96 - 109 cm
FONDO TOTAL	62 cm

