



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Caminador de aluminio 'Mini Roler'

AD140

<https://www.ayudasdinamicas.com/caminador-de-aluminio-mini-roler/>



Descripción

Muy ligero y maniobrable ya que sus cuatro ruedas delanteras giran sobre si mismas. Diseño moderno, atractivo y ergonómico, equipado con asiento acolchado de 30 x 30cm y puños de altura regulable. Se pliega fácilmente.



3,9
kg

total

100
kg

máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD140
ALTO REGULABLE	82 - 90 cm
ALTO ASIENTO	52 cm
ANCHO TOTAL	58 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL

54 cm

Accesorios



Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds. La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

