



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Caminador plegable 'Trial'

AD254

<https://www.ayudasdinamicas.com/caminador-plegable-trial/>



Descripción

Para los que prefieren un caminador resistente y a la vez muy maniobrable: TRIAL, fabricado en acero, es un caminador realmente robusto. Sus dos fuertes ruedas de 200 mm, diámetro más generoso de lo habitual, requieren menos esfuerzo para empujar el caminador en los desplazamientos.

- Puños de altura regulable.
- Plegable para facilitar su almacén y transporte.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD254
ALTO REGULABLE	78 - 98 cm
ANCHO	56 cm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

FONDO TOTAL

66 cm

Accesorios



Linterna led portátil accesorio

Una abrazadera giratoria que se adapta sin necesidad de herramientas, incorpora una potente linterna de leds. La abrazadera que sujeta firmemente la linterna se abre (y se cierra) fácilmente para liberarla y llevarse la linterna cuando sea preciso. Se adapta a la mayoría de sillas, rolators y andadores. (tubos de 22 a 25 mm. de diámetro)

