



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Carrito 'Gemini'

H5972

<https://www.ayudasdinamicas.com/carrito-gemini/>



Descripción

Ideal para usarlo por casa. Permite transportar objetos, una tarea difícil para aquellos que usan muletas o un caminador. Incluye dos bandejas desmontables, la inferior desplazada hacia delante para poder caminar con naturalidad mientras se empuja el trolley.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	H5972
ANCHO TOTAL	51 cm
FONDO TOTAL	55 cm
ALTO REGULABLE	de 84 a 99 cm
BANDEJAS	31 x 43 cm

