

# ARMINIA




## AD 981 ARMINIA

Gracias a su contorno de madera, esta elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.

**Calidad y durabilidad.** Una cama extraordinariamente robusta y sólida, fabricada en Alemania según los requerimientos del uso intensivo tanto en domicilios como en instituciones. Su alta calidad le asegura una cama duradera y fácil de mantener.

**Eficiencia económica / montaje por una sola persona.** Excepcional relación calidad precio en una cama que se monta y desmonta por una sola persona, sin herramientas y en pocos minutos.



**24 voltios en la cama**

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de € 15 por cama / año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar sólo cada 10 años.



**Mando**

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.



**Prevención de caídas.** Altura de las barandillas de aproximadamente 38 cm. Puede colocar colchones y sistemas anti escaras de hasta 16 cm de altura sin necesidad de costosos suplementos para elevar más las barandillas.



**Lamas metálicas.** ARMINIA está disponible también con lamas metálicas, más fáciles de limpiar y desinfectar. Una configuración habitual en instituciones donde se hace un uso intensivo de las camas.



**Posición Confort.** Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones ( ver la TV, comer, charlar con una visita... ) que se parece a estar sentado y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón.



**Mesita.** Práctica mesita que se coloca sobre las barandillas.

**Protector de barandillas.** Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.

**Buffer.** Para no dañar las paredes ni los enchufes. Puede montarse posteriormente.