



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Chaleco abdominal con tirantes

H3502

<https://www.ayudasdinamicas.com/chaleco-abdominal-con-tirantes/>



Descripción

Cinturones de colocación sencilla y rápida. Una banda acolchada sujeta al paciente por la cintura y se abrocha por detrás de la silla con una hebilla de plástico de accionamiento rápido y con velcro. Permiten libertad de movimientos en las extremidades y en el tórax. Indicado para personas con tendencia a deslizarse hacia delante en la silla y evitar caídas.

Existen diferentes opciones para distintas necesidades. Se abrochan con hebillas de plástico de accionamiento rápido.

Tabla de medidas y modelos

MODELO	H3502
CINTURÓN ABDOMINAL	Sí
SOPORTE PERINEAL	No
TIRANTES	Sí





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

LARGO CINTURA	150 cm
ANCHO CINTURA	15 cm
LARGO TOTAL CINTURA	164 cm

