



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cojín de celdas de aire 'Basic Air'

CBASIC

<https://www.ayudasdinamicas.com/cojin-de-celdas-de-aire-basic-air/>



Descripción



La eficacia terapéutica en la prevención de úlceras por presión del cojín de aire BASIC AIR ha sido probada clínicamente. Células flexibles, conectadas entre sí, que disminuyen y reparten mejor las presiones y facilitan la circulación de la sangre en los capilares. Fabricado en Laxprene, fórmula especial a base de neopreno para conseguir un material moderno especialmente elástico y resistente. Fácil de limpiar y desinfectar. El cojín puede ser inflado y desinflado de acuerdo con el peso de cada persona. Se suministra con una funda de poliuretano expresamente diseñado para minimizar los roces (impermeable y transpirable) y una bomba para hincharlo.

110 kg
máximo

Tabla de medidas y modelos





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

MODELO	C1-4040	C1-4343
MEDIDAS	40 x 40 cm	43 x 43 cm
ALTO	7 cm	7 cm
PESO USUARIO	90 kg	110 kg

