



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cojín de flotación de aire 'Air Cushion'

H9695

<https://www.ayudasdinamicas.com/cojin-de-flotacion-de-aire-air-cushion/>



## Descripción

**RIESGO**

**BAJO**

**MEDIO**

**ALTO**

**MUY ALTO**




Nuevo concepto en los cojines de aire. La eficacia terapéutica en la prevención de las úlceras por presión de los cojines de aire ha sido clínicamente probada y ahora añadimos confort y facilidad de uso para lograr este fantástico cojín.





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



El cojín se hincha solo, automáticamente, simplemente abriendo la válvula y sin necesidad de una bomba. Después de sentarse la persona abre la válvula para deshincharlo y el cojín va tomando la forma anatómica del usuario hasta que éste encuentre el punto óptimo de confort y cierre de nuevo la válvula.

### Tabla de medidas y modelos

MODELO	H9695
MEDIDA	41 x 41 cm
ALTO	7 cm

