



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Cojín viscoelástico anatómico 'Visco Form'

C7

<https://www.ayudasdinamicas.com/cojin-viscoelastico-anatomico-visco-form/>



## Descripción



Cojín viscoelástico anatómico que alivia las presiones, actuando para prevenir la aparición de escaras en las personas que permanecen sentadas durante largos periodos de tiempo a la vez que, gracias a su forma anatómica, proporciona una gran estabilidad y ayuda a mantener una buena postura. Funda de PU (poliuretano) transpirable e impermeable a la vez.

### Cualidades:

- Mejor distribución de las presiones, la reducción de la presión transcutánea en zonas de alto riesgo facilitando la circulación sanguínea.
- Mejora la comodidad y la estabilidad.
- Con una densidad muy alta de espuma viscoelástica (80kg/m<sup>3</sup>) evita la deformación y alarga la vida útil del cojín.

El cojín VISCOFORM puede ser utilizado:

- Esté presente ya la úlcera por presión (fase I a II). La persona requiere cambiar de posición para alivio de los puntos de presión.
- Adecuado para prevención a personas con pasado histórico de úlcera por presión.
- Personas con parálisis del tronco o extremidades inferiores, y / o con sensación alterada o ausente de los miembros





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

inferiores.

- Con alteración de la estabilidad frontal, y / o con ligeras asimetrías posturales y también con amputación de los miembros inferiores.

**El cojín se puede utilizar sin necesidad de ajustes.**



### Tabla de medidas y modelos

MODELO	C7A	C7B
ANCHO	42 cm	45 cm
FONDO	42 cm	42 cm
ALTO	8 cm	8 cm

