



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Cubre cojín antideslizante 'One-Way'

H8870

<https://www.ayudasdinamicas.com/cubre-cojin-antideslizante-one-way/>



Vídeo disponible en
ayudasdinamicas.com



Descripción

ONE-WAY resbala solamente en una dirección, cosido en forma de tubo, es muy práctico para usarlo en la silla, en la cama o en el asiento del coche. Permite a la persona mantenerse erguida y favorece una buena postura. Impide resbalarse hacia delante de forma tan habitual en personas que permanecen sentadas durante largos periodos. Medidas: 36 cm x 43 cm.



BUENA POSTURA



MALA POSTURA

La adopción de una mala postura no solo favorece la aparición de escaras sino que afecta en la





Ayudas Dinámicas[®]

Productos para una mayor independencia

manera de percibir y de relacionarse con el entorno. Conforme la persona se desliza hacia delante, la cabeza y consiguientemente la mirada baja adoptando una actitud poco comunicativa y ausente.

