



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Ejercitador de mano 'Red'

H359

<https://www.ayudasdinamicas.com/ejercitador-de-mano-red/>



Descripción

Nuevo y mejorado ejercitador de mano que proporciona mayor soporte, más comodidad durante el uso y mejor control del ejercicio.

Los 4 rodillos independientes se adaptan automáticamente al tamaño de la mano y a la posición de los dedos durante el ejercicio.

Fácil de usar, unos topes permiten ajustar fácilmente el rango de movimiento. Nuevo diseño del soporte de la palma que sitúa correctamente el ejercitador en la mano y distribuye uniformemente la presión.

