



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Empapadores desechables 'Abri-Soft Clasic'

Abri-soft clasic

<https://www.ayudasdinamicas.com/empapadores-desechables-abri-soft-clasic/>



Descripción

Empapador súperabsorbente para proteger camas y sillas, fabricado especialmente para uso institucional (clínicas y residencias) por su gran absorbencia: hasta 2.100 ml. También es apropiado para uso domiciliario.

Reverso impermeable y 4 rebordes sellados para el control de líquidos. Varias capas de fibras blandas distribuyen rápidamente la humedad para mantener la piel seca. Núcleo de suaves copos de celulosa adherido linealmente al polietileno.

- Desechable, no requiere lavandería
- Se suministra en bolsas de 25 unidades
- Máxima absorción

Tabla de medidas y modelos

MODELO	AB4119	AB4123
MEDIDAS	60 x 60cm	90 x 60cm
ABSORCIÓN	1300ml	2100ml

