



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Gades AKTIV Ligera y activa

GA

<https://www.ayudasdinamicas.com/gades-aktiv-ligera-y-activa/>



Descripción

La más personalizable de la familia Gades

La silla más configurable y versátil para adaptarse a cualquier perfil de usuario y sus necesidades por muy particulares que éstas sean. Todas las regulaciones son posibles y las opciones disponibles complementan cualquier requerimiento. Incorpora cojín de espuma de alta densidad de 5 cm de alto.



Reposabrazos

Gracias a sus reposabrazos regulables se puede conseguir una correcta sedestación del usuario. Ideal para usar todo tipo de cojines.

- Altura regulable de 23 a 29 cm





Ayudas Dinámicas®


Productos para una mayor independencia

- Profundidad regulable desde 29 a 37 cm
- Abatibles y desmontables
- Blandos y confortables



Respaldo regulable en altura y tensión

- Con 6 bandas independientes.
- Altura regulable en tres posiciones, 38 cm, 41 cm y 44 cm.



Regulación del centro de gravedad en 8 posiciones. Asiento regulable en altura





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

- Altura trasera de 38 a 48 cm (versión rueda de 300 mm de 41 a 45 cm).
- Altura delantera de 44 a 48 cm.



Profundidad de asiento regulable

De 38 a 48cm



Quick Release (Ejes desmontables)

Ruedas traseras desmontables

Versátil: Diseñadas para los usuarios que precisan una silla que pueda configurar todos los parámetros a la medida de sus necesidades y con todas las opciones.

Robusta y duradera: Fabricada con resistente tubo de aluminio de 25 mm de diámetro

Ruedas: Delanteras de poliuretano (PU) antipinchazos de 200 mm Ø. Traseras de PU antipinchazos de 600 mm Ø. Frenos con sistema de retroceso automático, de alta calidad que requieren poco esfuerzo

Reposapiés:Regulables en altura, abatibles y desmontables. Sistema de regulación de altura sin herramientas. Plataformas regulables en ángulo.

Gades Aktiv Ligera con rueda de 300mm





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia



**140
kg**
máximo

Tabla de medidas y modelos

MODELO	GA38	GA40	GA43	GA45	GA48	GA50	GA38T	GA40T	GA43T	GA45T	GA48T	GA50T
--------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------





Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

ANCHO ASIENTO	38cm	40cm	43cm	45cm	48cm	50cm	38cm	40cm	43cm	45cm	48cm	50cm
ANCHO TOTAL	58cm	60cm	63cm	65cm	68cm	70cm	52cm	54cm	57cm	59cm	62cm	64cm
FONDO TOTAL	99 a 115cm	99 a 115cm	99 a 115cm	99 a 115cm	99 a 115cm	99 a 115cm	96cm	96cm	96cm	96cm	96cm	96cm
ALTURA ASIENTO-SUELO	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm	44 a 48cm
FONDO ASIENTO	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm	38 a 48cm
ALTO RESPALDO	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm	38/41/44cm
PESO SILLAS COMPLETA	15,7kg	15,8kg	15,9kg	16,0kg	16,2kg	16,3kg	14,5kg	14,6kg	14,7kg	14,8kg	15,0kg	15,1kg

Accesorios



Puños regulables Gades

Muy recomendable para los acompañantes de estatura igual o superior a 1,80 cm que empujan una silla de ruedas.

Por medio de una palometa (sin herramientas) se suben o bajan los puños.



Reposapiés elevables Gades

Ajustable en infinitas posiciones. Su diseño ergonómico de la articulación de la rodilla mantiene la distancia perfecta de la plataforma en cualquier ángulo. Con apoyos para los gemelos.



Ruedas tránsito Gades

Para pasos estrechos como ascensores, cuartos de baño, cocinas. Reducen en 20 cm aprox. el ancho total de la silla.



Ruedas antivuelcos Gades

Evita el vuelco hacia atrás. Son regulables en altura sin herramientas y pueden mantenerse en posición alta para facilitar subir o bajar bordillos. Especialmente recomendada para respaldos reclinables y para usuarios principiantes.



Cabezal Plegable Gades

Disponible para todos los modelos y todas las tallas con todas las regulaciones necesarias para dar el soporte que el usuario requiera.

Se pliega con la silla, no es necesario quitarlo para plegarla.



Soporte para amputados Gades

Para los usuarios con amputación de miembro inferior, se ofrece un soporte regulable en ángulo, acolchado y desmontable. Se puede pedir un solo lado o el par.

