



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Grúa portátil 'TX-136'

TX-136

<https://www.ayudasdinamicas.com/grua-portatil-tx-136/>



Descripción

La más pequeña de las grúas de techo, compacta y ligera, pesa solo 3,2 kg y levanta hasta 135 kg. Elevación eléctrica hasta 1,96 metros. Práctica y fácil de usar para cualquier tipo de transferencia, incluso elevaciones desde el suelo. Motor silencioso y con movimiento de arranque y parada suaves. Mando digital eléctrico. Indicación LED que indica el nivel de batería.

3,2
kg

total

136
kg

máximo

