



Número:

Fecha:

Facturar a:
 Número de Cliente:
 Nombre Cliente:
 Calle:
 Localidad:
 Código Postal:
 Provincia:

Enviar a: Cód. Envío:
 Nombre:
 Calle:
 Localidad:
 Código Postal:
 Provincia:
 Teléfono contacto:

Configuración estándar:

Silla de ruedas plegable de aluminio.
Peso máximo de usuario y complementos: 140 kilos
 Ruedas delanteras 200mm PU anti pinchazos
 Ruedas traseras de 300mm o 600mm PU anti pinchazos
Profundidad de asiento regulable: de 38 a 48 cm.
Ejes Quick Release (extraíbles) en ruedas de 600mm
Altura de Asiento al suelo regulable: de 40 a 50 cm
Reposa piés abatibles hacia adentro/afuera y desmontables

Color: Dorado / Cava
Reposabrazos regulables en altura, y en profundidad
Reposabrazos abatibles y desmontables
Altura respaldo regulable: 38, 41 y 43 cm.
Centro de Gravedad ajustable en 40 posiciones
Peso (silla COMPLETA): desde 14,5 Kg
Tapicería de respaldo regulable en tensión (6 bandas)
Horquilla metálica de 5 posiciones de eje, y ángulo regulable

Modelos con rueda trasera 600mm:



GA38	GADES AKTIV ANCHO 38 CM
GA40	GADES AKTIV ANCHO 40 CM
GA43	GADES AKTIV ANCHO 43 CM
GA45	GADES AKTIV ANCHO 45 CM
GA48	GADES AKTIV ANCHO 48 CM
GA50	GADES AKTIV ANCHO 50 CM

Cantidad

Peso silla completa: desde 15,7 kg
Peso sin ruedas traseras, sin reposa piés, y sin reposa brazos: desde: 7,6 kg
Ancho total = Ancho asiento + 20 cm.



GR14

Modelos con rueda trasera 300mm:



GA38T	GADES AKTIV ANCHO 38 CM
GA40T	GADES AKTIV ANCHO 40 CM
GA43T	GADES AKTIV ANCHO 43 CM
GA45T	GADES AKTIV ANCHO 45 CM
GA48T	GADES AKTIV ANCHO 48 CM
GA50T	GADES AKTIV ANCHO 50 CM

Cantidad

Peso silla completa: desde 14,5 kg
Peso sin reposa piés, sin reposa brazos: desde: 10,2 kg
Ancho total = Ancho asiento + 14 cm.



GR17

OPCIONES que pueden servirse CON la silla:

GR10	ANTIVUELCOS PARA SILLAS GADES (PAR)
GR12	REPOSAPIÉS ELEVABLE IZQUIERDO SILLA GADES
GR13	REPOSAPIÉS ELEVABLE DERECHO SILLA GADES
GR14	PUÑOS REGULABLES EN ALTURA SILLAS GADES (PAR)
GR15	SOPORTE AMPUTADO IZQUIERDO SILLA GADES
GR16	SOPORTE AMPUTADO DERECHO SILLA GADES
GR17	RESPALDO RECLINABLE SILLA GADES
PLCAB	REPOSA CABEZAS PLEGABLE (TALLA ÚNICA)
GR18	KIT RUEDAS DE INTERIOR

Cantidad



GR12 / GR13



GR15 / GR16



GR18



PLCAB



GR10



Número:
Fecha:

COMPLEMENTOS y Productos relacionados:

		Cantidad
C7A	Cojín anatómico Viscoform (41cm x 41cm x 7cm)	
C7B	Cojín anatómico Viscoform (45cm x 41cm x 7cm)	
C9-3842	Cojín SYSTAM Viscoflex-Plus Postural (38cm x 42cm x 8cm)	
C9-4040	Cojín SYSTAM Viscoflex-Plus Postural (40cm x 40cm x 8cm)	
C9-4242	Cojín SYSTAM Viscoflex-Plus Postural (42cm x 42cm x 8cm)	
C9-4542	Cojín SYSTAM Viscoflex-Plus Postural (45cm x 42cm x 8cm)	
C9-4843	Cojín SYSTAM Viscoflex-Plus Postural (48cm x 43cm x 8cm)	
C11A	Cojín SYSTAM Viscoflex con Abductor (42cm x 42cm x 8 cm)	
C11B	Cojín SYSTAM Viscoflex con Abductor (45cm x 42cm x 8 cm)	
H4101	Respaldo SYSTAM Viscoelástico. (ancho silla: de 36 a 45cm)	
H4101L	Respaldo SYSTAM Viscoelástico. (ancho silla: de 42 a 50cm)	
AD812	Mesita transparente de metacrilato	
H3550	Cinturón de seguridad (talla única)	
H3550	Cinturón BELT Abdominal - Talla Única	
H3552	Cinturón BELT Pélvico - Talla Única	
H3554	Cinturón BELT con Tirantes - Talla Única	
H3558	Cinturón BELT Integral (Pélvico+Tirantes) - Talla Única	
H3560	JACKET Chaleco con Tirantes - Talla Única.	
H3562	JACKET Chaleco con Tirantes y Soporte Pélvico - Talla Única	
H8630	Bolsa Auxiliar (Mochila de respaldo)	
CBA10	Cabezal Económico: (incluye Soporte y CB11)	
CB11	Cabezal Blando de Poliuretano (requiere soporte CBA30)	
CB22	Cabezal Blando de Poliuretano (requiere soporte CBA30)	
CB33	Cabezal Blando de Poliuretano (requiere soporte CBA30)	
CB44	Cabezal Blando de Poliuretano (requiere soporte CBA30)	
CBA30	Soporte de cabezales CBxx para respaldos SYNERGY	
SB40	Respaldo SYNERGY, BAJO, talla 40 (anclaje 2 puntos)	
SB45	Respaldo SYNERGY, BAJO, talla 45 (anclaje 2 puntos)	
SB50	Respaldo SYNERGY, BAJO, talla 50 (anclaje 2 puntos)	
SM40-2	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 40, (Anclaje 2 puntos)	
SM40-4	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 40, (Anclaje 4 puntos)	
SM45-2	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 45, (Anclaje 2 puntos)	
SM45-4	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 45, (Anclaje 4 puntos)	
SM50-2	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 50, (Anclaje 2 puntos)	
SM50-4	Respaldo SYNERGY, MEDIO, talla 50, (Anclaje 4 puntos)	
SH40-2	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 40, (Anclaje 2 puntos)	
SH40-4	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 40, (Anclaje 4 puntos)	
SH45-2	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 45, (Anclaje 2 puntos)	
SH45-4	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 45, (Anclaje 4 puntos)	
SH50-2	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 50, (Anclaje 2 puntos)	
SH50-4	Respaldo SYNERGY, ALTO, talla 50, (Anclaje 4 puntos)	
SL2	Soportes laterales de tronco para respaldos SYNERGY (par)	

Cantidad

