

Trapezio de potencia desmontable

ref: AD950

<https://www.ayudasdinamicas.com/index.php/p/trapecios/trapezio-de-potencia-desmontable>




Trapezio diseñado para ayudar a las personas a sentarse en la cama. La base en forma de “H” queda situada debajo de la cama. El trapezio se desmonta en tres partes para facilitar su almacenamiento y transporte.



Tabla de medidas y modelos

Modelo	Alto	Ancho entre patas	Fondo entre patas
AD950	170 cm	82 cm	75 cm

Accesorios

-  Asa ergonómica NORMA