



Ayudas Dinámicas®

Productos para una mayor independencia

Mesitas auxiliares plegables

AD688

<https://www.ayudasdinamicas.com/mesitas-auxiliares-plegables/>



Descripción

Elegante mesita graduable en altura y plegable. El tablero bascula hasta 90º en ambos sentidos y la mesa se pliega quedando plana para guardarla o transportarla. Además el mástil bascula hasta 80º para acercarlo más al usuario si es necesario. Suministrada con cuatro ruedas, dos de ellas con freno.



Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD688B	AD688M
COLOR	Blanco	Marrón
MEDIDAS TABLERO	60 x 40 cm	60 x 40 cm
ALTO REGULABLE	61 - 94 cm	61 - 94 cm
MEDIDAS BASE	50 x 42 cm	50 x 42 cm





AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

ALTURA PATAS	10 cm	10 cm
--------------	-------	-------

