



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Nebulizador 'AirForce One'

MQ5890

<https://www.ayudasdinamicas.com/nebulizador-airforce-one/>



## Descripción

Nuevo en la gama DeVilbiss, el nebulizador AIRFORCE ONE es un dispositivo para la terapia de aerosol en el hogar o en hospitales. Compacto y ligero, con una operación silenciosa. Se adapta a las necesidades domésticas. Las características de alto rendimiento y fácil de usar ofrecen al usuario una opción de administración de fármacos eficaz y sencilla.

- Volumen de llenado mín. 2 ml
- Volumen de llenado máx. 8ml
- Tasa de nebulización 0,3ml/min
- Tamaño de partícula (MMAD) <math>< 5 \mu\text{m}</math>
- Dimensiones: 19,5x9,5x15cm
- Peso 1,5 kg
- Voltaje: 230VAC 50HZ
- Consumo de energía: 100 W
- Nivel de ruido: 52 dBA
- Flujo máximo: 5,1 l/min
- Presión máxima: 2,2 bar

