



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# NUEVA Silla de ruedas eléctrica R120

R120.

<https://www.ayudasdinamicas.com/nueva-silla-de-ruedas-electrica-r120/>



## Descripción

La **NUEVA** silla eléctrica R120 representa la última generación de sillas eléctricas compactas y ligeras. Ha sido diseñada para ser muy fácil de desmontar y transportar.

La silla R120 es la elección ideal para uso en interior, por sus pequeñas dimensiones y su gran maniobrabilidad, pudiendo ser utilizada ocasionalmente también en exteriores.

El asiento y los reposabrazos son ajustables en altura. Incluye un cinturón para mejorar la seguridad.

Es una silla que reúne las virtudes de un scooter con las ventajas que ofrece una silla de ruedas eléctrica.

- Nuevo asiento mas confortable y respaldo mas alto (46cm)





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



- Desmontable en 3 partes



\* **La autonomía está calculada según las normas europeas. Posible desviación de hasta un 15% en la velocidad y en la autonomía (la empresa se reserva el derecho de hacer cualquier modificación sin previo aviso).** (Debido a las tolerancias de fabricación, Las especificaciones y medidas pueden variar entre un +/- 4%) **La velocidad y autonomía varían según: peso del usuario, tipo de terreno, carga de la batería y su estado**



Solo 56 cm



total



máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	R120
LOGITUD TOTAL	90 cm
ANCHO TOTAL	56 cm
ANCHO ASIENTO	46 cm





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ALTURA ASIENTO SUELO	46 a 53 cm
ALTURA ASIENTO A REPOSAPIÉS	33 a 43 cm
ALTURA LIBRE AL SUELO	5 cm
RADIO DE GIRO	57 cm
PENDIENTE MÁXIMA	6º o 10,5%
RUEDAS DELANTERAS	150 mm
RUEDAS TRASERAS	200 mm
POTENCIA MOTOR	300 w
BATERÍAS	2 x 12v 14Ah
VELOCIDAD MÁXIMA	7 km/h
AUTONOMÍA*	15 km

